


KILCOX EXTRA

EGY EXTRA HATÉKONYSÁGÚ FERTŐTLENÍTŐSZER, AMELY SEGÍT MEGELŐZNI A SÚLYOS BETEGSÉGEK GAZDASÁGI KÁRTÉTÉLÉT (BELEÉRTVE A KOKCIDIÓZIST, ÉS A CRYPTOSPORIDIUM OOCISZTÁKAT IS)


- **A klorokrezol, a glutáraldehid, és a kvaterner ammónium vegyületek egyedülálló keveréke**
- **Széles spektrumú (baktericid, fungicid, virucid, oocid) – hatékony paraziták (például Eimeria), vírusok, valamint baktériumok (például E. coli, Salmonella) ellen is**
- **Az egész évben, a hőmérséklettől függetlenül folyamatosan használható**
- **A fenol csoportba tartozó klorokrezol tartalom miatt nem alakulhat ki rezisztencia a hatóanyaggal szemben**



JAVASOLT ALKALMAZÁS



A **Kilcox Extra** alkalmazását megelőzően, a legjobb eredmény elérése érdekében, ajánlott a felületekről az összes szennyeződést eltávolítani, majd alaposan megtisztítani a prémium minőségű Kilco tisztítószerekkel, végül ezt leöblíteni tiszta vízzel.



Általános fertőtlenítéshez: használjuk 1-2%-os koncentrációban, 300-400 ml/m² dózisban. A konkrét kokcidiózis / cryptosporidium kihívások esetén az ajánlott hígítás 2-4% , ami függ a betegség súlyosságától, és / vagy a környezeti feltételektől is.

Alkalmazza kézi/motoros permetezővel vagy magas nyomású mosóhoz kapcsolódó habosító lándzsával kis nyomáson. Minden felületet tökéletesen fedjen be az épületben az oldattal, vagy a habbal.



Légtér fertőtlenítésre: a KILCOX EXTRA ködképzésre alkalmas 10%-os koncentrációban, használjunk 1L / 1000 m³ alapterület egységre.

Beléptető medencében kerékfertőtlenítésre, valamint csizmafertőtlenítésre: 1-2 %-os koncentrációban, amely mértéke függ a használat gyakoriságától, valamint a szennyezettségtől.

Független laboratóriumi tesztek során bizonyult kiemelten hatékonyak a következő kórokozókkal szemben: Eimeria oociszták, Escherichia coli, Enterococcus Hirae, Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus Hauseri

Független laboratóriumi oociszta tesztvizsgálatok alapján:

A **Kilcox Extra** képes volt 2%-os koncentrációban inaktiválni vagy károsítani a spórák 100%-át.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, magas hőmérséklettől és fagyástól védve, függőleges helyzetben tárolva.

Kiszerezés: 25 liter

Szavatossági idő: A gyártástól számított 2 év

FIGYELEM! Tartós használat esetén a termék korrodálhatja a gépek fém (réz, alumínium) alkatrészeit, ezért fontos, hogy a mosó berendezést minden használat után öblítsük át tiszta vízzel, vagy használjunk külső injektort/speciális gépet a termék kijuttatásához!

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

FORGALMAZZA:

VITAMED PHARMA KFT.

+36(1) 29 909 29

WWW.VITAMED.HU